



## DIMENSIONS AND TECHNICAL SHEETS PODIATRY CHAIRS

### DIMENSIONS ET FICHES TECHNIQUES FAUTEUILS PODOLOGIE

KOMPASS *style*



Supply <i>Alimentation</i>	230 V 50 Hz
Operating voltage <i>Voltage</i>	24 V
Absorption <i>Absorption</i>	150 W
Maximum load <i>Capacité maximum</i>	210 Kg
Maximum load on foot-rest <i>Capacité maximum sur jambière</i>	25 Kg
Maximum load on arm-rest <i>Capacité maximum sur accoudoir</i>	35 Kg
Maximum load on back-rest <i>Capacité maximum sur dossier</i>	55 Kg
Weight of the chair <i>Poids du fauteuil</i>	70 Kg



Innovative Medical Solutions